

Q-SERIE

AMÉLIORATIONS PRODUIT



AMÉLIORATION

AVANTAGES

MODÈLES SEDEO PRO

			Q300 M Mini	Q400 F/M/R	Q500 F/M/R	Q700 F/M/R
NOUVEAU Roues motrices de 14 pouces pour la version roues motrices centrales.		Pour de meilleures performances en extérieur sur des terrains accidentés. De plus, les roues motrices de 14 pouces offrent un confort accru par rapport aux roues motrices de 13 pouces.			●	●
NOUVEAU Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0°-50° sur les modèles Q500 et Q700 à propulsion avant et arrière.		• L'ajustement de bascule contribue à soulager la pression en répartissant le poids de l'utilisateur du fauteuil roulant du coussin d'assise vers le dossier. • En combinant cela avec l'élévation du siège de 300 mm, vous étendez votre champ d'accès. • L'ajout de ce module combinant lift et bascule a un impact minimal sur la hauteur d'assise, la maintenant au niveau optimal. • Avec la fonction C-Me : vitesse de conduite accrue à 4,5 km/h.			●	●

NOUVEAU Dossier biomécanique inclinable électrique de 90°-150° avec anti cisaillement de 100 mm avec fonction relax.		• Grâce à un mouvement combiné d'ajustements, le dossier biomécanique devient plus efficace. • La position de la tête par rapport à l'appui-tête reste optimale. • La position du bassin dans le fauteuil roulant demeure optimale. • Efficace pour le soulagement de la pression, le maintien de la position du bassin et le dégagement des voies respiratoires.			●	●
NOUVEAU Accoudoirs relevables, réglables horizontalement et multifonctionnels.		Ces accoudoirs sont réglables de façon très précise, ce qui permet d'obtenir une position aussi compacte que possible. Cela contribue à un aspect plus épuré et à une plus grande maniabilité.	●	●	●	●
NOUVEAU Repose-jambes électriques rétractables et pivotants, 300-460 mm (standard 350-510 mm).		Pour les utilisateurs de fauteuils roulants ayant des coussins d'assise plus épais ou avec des petits segments jambiers nécessitant une longueur de jambe inférieure. Réduit le risque d'œdème des jambes.	●	●	●	●
NOUVEAU Éclairage LED sur garde-boue.		Cette option d'éclairage est intégrée de manière très compacte sur les garde-boue. Cela réduit au minimum les dommages causés à l'éclairage tout en assurant une visibilité à l'avant et à l'arrière. (Sans clignotant).	●	●	●	●

● Nouvelle option sur les modèles. ● Option existante sur les modèles.