



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Localité: Code postal:
Email:
Tél.: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Localité: Code postal:
Email:
Tél.: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre réf.:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:
☐ = Standard ☐ = Avec supplément
☐ = Sans supplément

- ☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure



Customer Service: commandes@sunrisemedical.be

Charge maximale: 140 kg

Poids du client: kg

Prix en euros à partir de € 2.523,28 (TVA 6% comprise)

AVI/Q n° 110253

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2022.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

NITRUM KIDS			AVI/Q
NTR010000	☐	Prix de base Quickie Nitrum Kids	2523,28
NTR010034	☐	Nitrum, châssis Ouvert (charge maximale 125 kg)	std 110253
NTR010035	☐	Nitrum, châssis Hybrid (charge maximale 140 kg)(hauteur d'assise minimale = 430 mm)	267,83 110253

MESURES DE BASE

Largeur du siège en mm						Profondeur du siège en mm	⚠ (ATTENTION : mesurée de côté extérieur à côté extérieur du châssis) ⚠ La différence de hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 130 mm. Le châssis haut est plus élevé de 40 mm que le châssis bas. Il est possible de choisir différentes fourches, qui influencent le poids du fauteuil roulant. Pour plus d'informations, voir page 2
320	340	360	380	400			
☐	☐	☐	☐	☐	☐		
☐	☐	☐	☐	☐	☐		
☐	☐	☐	☐	☐	☐		
☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Atten Attention: la profondeur d'assise est mesu mesurée à partir de l'intérieur du dossier

Les mesures sont prises en mm et sans sans coussin

Hauteur du siège avant en mm

Fourche (L)		Châssis	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"	Carbotecture 111mm	Bas	☐	☐	☐												
	Carbotecture 111mm	Haut					☐	☐	☐								
4"	Carbotecture 111mm (1)	Bas		☐	☐	☐	☐										
	Aluminium 123 mm (2)				☐	☐	☐	☐									
	Frog Leg (2)						☐	☐									
	Carbotecture 111mm (1)	Haut						☐	☐	☐	☐						
	Aluminium 123 mm (2)								☐	☐	☐	☐					
	Frog Leg (2)										☐	☐	☐				
5"	Carbotecture 111mm (1)	Bas				☐	☐	☐									
	Aluminium 123 mm (2)						☐	☐	☐								
	Frog Leg (2)									☐	☐	☐					
	Carbotecture 111mm (1)	Haut							☐	☐	☐	☐					
	Aluminium 123 mm (2)									☐	☐	☐	☐				
	Frog Leg (2)												☐	☐	☐		
6"	Aluminium 123 mm (2)	Bas						☐	☐	☐							
	Frog Leg (2)											☐	☐				
	Aluminium 123 mm (2)	Haut										☐	☐	☐			☐

Hauteur du siège arrière en mm

	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (3)(5)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25" (4)(5)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) uniquement avec fourche Single Arm design

(2) compatible avec dispositif d'assistance électrique

(3) aucune diminution ou augmentation de la hauteur d'assise possible pour les hauteurs arrière 370 et 490 mm

(4) aucune diminution ou augmentation de la hauteur d'assise possible pour les hauteurs arrière 380 et 500 mm

(5) hauteur d'assise arrière 370mm (24") et 380mm (25") uniquement en combinaison avec toile d'assise Airflow NTR020012/ 17/ 18

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique


La largeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Entre le bassin et les protégés vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 cm en tout).

b) sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




La profondeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 cm). Attention aux toiles adaptables.

b) sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.



La hauteur du dossier:

a) Pour l'utilisateur:

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 cm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

b) sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.

La longueur des jambes:

a) Pour l'utilisateur:

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Observation: fermé du coussin

Dimension de la chaise

Hauteur maximale 1120 cm
Longueur maximale 910 cm

Largeur hors-tout avec:

	24"	25"
Carrossage des roues 0°:	LS+170cm	LS+170cm
Carrossage des roues 3°:	LS+230cm	LS+240cm
Carrossage des roues 6°:	LS+290cm	LS+300cm

mesurée avec une distance cerceau de 17 mm

A noter: la matrice se base sur une configuration standard

Chaise std 400 x 400 cm, carrossage 3°, centre de gravité 56 mm

Angle du siège 8°

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège.

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 10 cm (selon fabrication)

A considérer:

Diff. d'inclinaison d'assise max. entre la HS avant et arrière: 130 cm

Pas d'inclinaison d'assise négative possible


Poids

à partir de 7,5 kg*

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration


Cadre haut contre cadre bas

Cadre haut



Cadre bas


Châssis Standard





Mesures intérieures du châssis

Largeur	320	340	360	380	400	420	440	460
Inset								
0 mm	270	290	310	330	350	370	390	410
1 mm	250	270	290	310	330	350	370	390
3mm	XXX	230	250	270	290	310	330	350

Inset (retrécissement) 0 mm



Inset (retrécissement) 30 mm



Poids

L'information suivante est un guide pour configurer le Nitrum dans sa version la plus légère

Nitrum: 7,5 kg selon configuration suivante

Châssis: Châssis haut, angle potence 92°, ajustement 30 mm, largeur d'assise: 360 mm, profondeur d'assise: 400 mm, Hauteur d'assise: avant 470 mm, arrière 430 mm. Toile d'assise Airflow ultra-légère

Palette repose-pied: Tube

Fourches et roues avant: Carbotecture 11 mm, roue avant 4" bandage (souple), jante carbone composite

Dossier: Aluminium léger, barre de poussée push-bar, hauteur 325mm; sans poignées de poussée.



Protège-vêtements: Fibre de carbone, petite hauteur

Support barre de carrossage: Essieu ultra-léger, incluant barre de carrossage carbone et support carbone

Freins: Freins compacts EVO

Roues arrière: Proton 24" avec main-courante aluminium (vernies ou anodisés) et pneu Schwalbe One; axe à déverrouillage rapide titane

Veuillez noter qu'il existe une tolérance de 5 % sur toutes les spécifications de poids en raison des écarts de poids sur les pièces de montage (pneus roues, etc.)

Guide pour commander le Nitrum

Sunrise Medical offre une grande variété d'options pour le Nitrum afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Cependant, la plupart des options ajoutent un poids important au fauteuil roulant. Pour rendre cela plus transparent lorsque vous remplissez le bon de commande et pour vous aider à commander le fauteuil roulant le plus léger possible, nous indiquons le rajout de poids approximatif des options sur le formulaire de commande:

(L) Indique l'option la plus légère possible de la catégorie

(+) Indique que l'option ajoute plus de 500 g au poids total du fauteuil comparé à l'option la plus légère de la catégorie

Options légères - Nitrum

Nous avons développé plusieurs options pour le Nitrum pour gagner du poids sur le fauteuil sans compromettre les fonctionnalités, le confort ou la durabilité



Toile d'assise, Airflow, ultra-légère (NTR020019): réglable en tension avec boucles composite et sangles légères (poids max. utilisateur 85 kg) (-120 g comparé à la toile d'assise "airflow")



Essieu ultra-léger incluant support et barre de carrossage carbone (NTR010403): (uniquement carrossage 0°), aucun réglage possible de la largeur de la voie (-160 g par rapport au tube d'essieu en carbone NTR010402))



Roue avant, bandage (souple), jante: carbone composite (NTR080060): jante légère, en carbone composite (-80 g comparé à la roue avant, bandage (souple), jante: aluminium)



Axe à déverrouillage rapide, Titane (NTR070153): -70 g comparé à l'axe standard en acier, bouton toujours rouge

Dossier aluminium Léger, barre de poussée push-bar (NTR030159): - 180 g comparé au dossier standard

Options de cadre Nitrum




Quickie Nitrum châssis Ouvert
- Centre de gravité réglable
- Ouvert L-frame



Quickie Nitrum châssis Hybrid
- Centre de gravité réglable
- Hybrid box-frame

QUICKIE Nitrum KIDS

◇ = Standard		○ = Sans supplément		□ = Avec supplément		AVIQ	€
SIÈGE							
Toile de siège							
NTR020002	◇	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette					std
NTR020003	□	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 2 pochettes (Uniquement à partir de Largeur d'assise 360 mm)					79,69
NTR020004	□	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette, 1 pochette cathète (Uniquement à partir de Largeur d'assise 360 mm)					172,22
NTR020012	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 1 pochette (1) (Seulement jusqu'à largeur d'assise 480 mm)					218,23
NTR020017	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 2 pochette (1) (Seulement jusqu'à largeur d'assise 480 mm)					258,08
NTR020018	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 1 pochette, 1 pochette catheter (1) (Seulement jusqu'à largeur d'assise 480 mm)					309,02
NTR020019	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, ultra-légères sans pochette (1) (Largeur d'assise max. 400 mm) (poids max.Utilisateur 85 kg)					291,77
NTR020000	○	Sans toile de siège					ss
Jay coussin							
JAY020002	□	Coussin Jay Basic					100,00
JAY020003	□	Jay Combi					190,40
JAY020001	□	Jay Easy Visco					216,16
JAY020007	□	Jay Easy Fluid					482,33
Accessoires d'assise							
NTR090018	□	Ceinture à boucle					521356 101,06
DOSSIER							
NTR030157	Aluminium, barre de poussée "Push-Bar"	Range	○ 250 - 300	○ 300 - 350	○ 350 - 400	○ 400 - 450	std
			○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
NTR030158	Aluminium, barre de poussée rotative "Twist-Lock" - Hauteur fixe en mm (L)	(Non disponible pour largeur d'assise 320 mm; non disponible avec dossier réglable en angle non rabattable NTR030012)					188,50
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
NTR030159	Aluminium léger, barre de poussée "Push-Bar" - Hauteur fixe en mm (L)	(Non disponible avec poignées de poussée réglables en hauteur (NTR030204))					454,50
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
NTR030404	◇	Barre de stabilisation 123 mm profond (Uniquement dossier léger NTR030159)					std
Built-4-Me C30							
NTR030403	○	Barre de stabilisation 93 mm profond (Uniquement dossier léger NTR030159)					ss
NTR030015	◇	Dossier réglable en angle, rabattable (Seulement en noir) (-17,5° à +10°)					std
NTR030012	○	Dossier réglable en angle, non rabattable (-17,5° à +10°)					ss
NTR030102	□	Blocage du dossier (lorsque le dossier est rabattu) , noir (-17,5° à +10°)					156,76
	□ Orange	□ Argent	□ Rouge	□ Bleu	29,19		
Poignées							
NTR030200	◇	Tubes du dossier sans poignées (L)					std
NTR030201	○	Tubes du dossier avec poignées longues (2) (Non disponible avec poignées de poussée réglables en hauteur)					ss
NTR030203	□	Tubes du dossier avec poignées rabattables (Non disponible avec poignées de poussée réglables en hauteur)					255,58
NTR030204	◇	Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur (2)(+)					ss
NTR030205	□	Fixation des poignées réglables en hauteur pour dossier Jay J3 (Pas disponible avec dossier rabattable et accoudoir ajustable en hauteur)					286,71
Toile du dossier							
NTR030316	◇	EXO Evo dossier avec toile standard adaptable, 1 pochette de rangement, noir					std
	Coloris galon toile	◇ Noir	○ Orange	○ Argent	○ Rouge	○ Bleu	
NTR030317	□	EXO Evo PRO toile de dossier aérée ajustable, 1 pochette de rangement					223,61
	Coloris galon toile	◇ Noir	○ Orange	○ Argent	○ Rouge	○ Bleu	
NTR030300	○	Sans toile de dossier					ss
(1) impossible de remplacer la toile d'assise Airflow par la toile d'assise standard nylon							Pour plus d'information visitez notre site Internet www.sunrisemedical.be
(2) uniquement disponible à partir de hauteur de dossier 325 mm. En combinaison avec NTR030158 Dossier aluminium, barre twist-lock à partir de hauteur 350mm							
© Sunrise Medical 2022							page 4/10

QUICKIE Nitrum KIDS				€	AVIQ
☐ = Standard ☐ = Sans supplément ☐ = Avec supplément					
ACCOUDOIRS ET COTES					
Côtes					
NTR040102	☒	Protège-vêtements, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis		std	
NTR040101	☐	Protège-vêtements, fibre de carbone, petite hauteur, noir (L)		69,62	
NTR040103	☐	Garde boue, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis (Hauteur d'assise mini: 390 mm)		150,23	
NTR040104	☐	Garde boue fibre de carbone, noir (Hauteur d'assise mini: 390 mm)		309,79	
NTR040107	☐	Protège-vêtements, composite, amovible, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir		165,74	
Built-4-Me (C3)					
FMG-ME01-3073-02	☐	Côté avec garde boue amovible		305,45	
Accoudoirs					
NTR040050	☐	Accoudoir, réglable en hauteur, amovible, manchette 250 mm (+) (Non disponible avec accoudoir tube)		332,12	110835
NTR040051	☐	Accoudoir, réglable en hauteur, amovible, manchette 330 mm (+) (Non disponible avec accoudoir tube)		332,12	110835
NTR040052	☐	Accoudoir, réglable hauteur et profondeur avec outil, amovible, manchette 330 mm (+)(1) (Non disponible avec accoudoir tube)		332,12	
Built-4-Me C30					
NTR040117	☐	Accoudoir tube, aluminium, escamotable latéralement, amovible (+) (Non disponible en combinaison avec axe handbike)		452,03	
PALETTES REPOSE-PIEDS					
NTR050029	☒	Palette tube, légère, aluminium (L) (L.J: 360 mm - 520 mm)		std	
NTR050030	☐	Etrier avec plaque en plastique (L.J: 360 mm - 520 mm)		71,45	
NTR050025	☐	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, composite (L.J: 360 mm - 520 mm)		202,13	110739
NTR050024	☐	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, alu. (coloris de châssis) (L.J: 360 mm - 520 mm)		202,13	110739
NTR050026	☐	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, carbone (L.J: 360 mm - 520 mm)		239,62	110739
NTR050125	☐	Palette monobloc, Performance aluminium, réglable en angle & profondeur (L.J: 360 mm - 520 mm)		258,48	110739
NTR050034	☐	Palette monobloc, légère, réglable en angle & profondeur, aluminium (coloris de châssis), montage haut		202,13	110739
Built-4-Me C30					
NTR050022	☐	Palettes, séparées, aluminium, réglables en angle, relevables, talonnières, coloris de châssis (+)(2)		261,19	
NTR050128	☐	Palette monobloc, composite, réglable en angle & profondeur, rabattable vers l'arrière (+)(3)		215,80	110739
Longueur des jambes en mm					
(important: LDJ max. = hauteur d'assise avant - 25 mm)					
☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310 ☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400 ☐ 410 ☐ 420 ☐ 430 ☐ 440 ☐ 450 ☐ 460 ☐ 470 ☐ 480 ☐ 500 ☐ 510 ☐ 520					
(les mesures sont en mm)					
Châssis BAS: LJ 220 - 350 mm uniquement avec palette montage haut, pour autres palettes LJ de 360 - 500 mm					
Châssis HAUT: LJ 220 - 390 mm uniquement avec palette montage haut, pour autres palettes LJ de 400 - 520 mm					
Châssis					
NTR010206	☒	Longueur de châssis standard		std	
NTR010207	☐	Longueur de châssis large (standard +30 mm) (4)		75,42	
NTR010012	☒	Châssis avant 80° (Pas de modification possible de 3° & 4° à 5° & 6° (après livraison))		std	
NTR010013	☐	Châssis avant 88° (Pas de modification possible de 3° & 4° à 5° & 6° (après livraison))		ss	
NTR010009	☐	Châssis avant Performance Compact 92° (Uniquement avec ajustement 0 mm et 30 mm)		136,23	
NTR010100	☒	Ajustement: standard (0 mm)		std	
NTR010101	☐	Ajustement: léger (10 mm) (Non disponible avec angle de châssis 92°)		81,86	
NTR010103	☐	Ajustement: Performance (30 mm) (Non disponible avec LS 320 mm)		81,86	
Accessoires					
NTR110156	☐	Lumière Twin-LED (montage support de fourche, batterie & interrupteur sur sangle mollet)		161,58	
CENTRE DE GRAVITE					
Choisissez une des 8 options					
COG20	☐	20 mm	COG68	☐	68 mm
COG32	☐	32 mm	COG80	☐	80 mm
COG44	☐	44 mm	COG92	☐	92 mm
COG56	☐	56 mm	COG104	☐	104 mm
					
NTR010500	☐	Support d'axe additionnel pour utilisation avec handbike (Toujours 3° de plus que la barre de carrossage standard)		326,60	
NTR090014	☐	Kit de renfort de châssis pour le montage attitude quickie (nécessaire avec plaque de l'axe Handbike)		370,29	
ACCESSOIRES CHASSIS					
(choisissez tube étagé ou anti-basculé, pas les deux)					
NTR090031	☐	Suspension (jusqu'à 70 kg) (+)(5)		462,18	
NTR090032	☐	Suspension (jusqu'à 120 kg) (+)(5)		462,18	
Aide à la bascule					
NTR090001	☐	Levier arrière de basculement, à gauche		87,52	
NTR090002	☐	Levier arrière de basculement, à droite		87,52	
NTR090003	☐	Levier arrière de basculement, paire (+) (Non disponible avec roulette anti-basculé)		175,03	
NTR090009	☐	Porte-béquilles (Incluant levier arrière de basculement)		97,99	
Anti-basculé escamotable					
NTR090004	☐	Anti-basculé, escamotable, côté gauche (+)		188,80	112795
NTR090005	☐	Anti-basculé, escamotable, côté droit (+)		188,80	112795
NTR090006	☐	Anti-basculé, escamotable, paire (+) (Non disponibles avec levier arrière de basculement)		377,60	112795
NTR090007	☐	Anti-basculé, encliquetables "Style Quickie" (+) (paire)		137,81	111373
Roulettes anti-basculé relevable par l'utilisateur					
NTR090033	☐	Anti-basculé, active relevable, côté gauche (+) (Non disponible en combinaison avec axe handbike)		188,80	112795
NTR090008	☐	Anti-basculé, active relevable, côté droit (+) (Non disponible en combinaison avec axe handbike)		188,80	112795
NTR090035	☐	Anti-basculé, aluminium, sport, montage central, encliquetable (+)		283,00	111373
Autres accessoires					
NTR090016	☐	Protection de châssis		83,53	
(1) non disponible avec centre de gravité 92 mm & 104 mm (2) LJ à partir de 380 mm avec châssis bas, à partir de 420 mm avec châssis haut, non disponible avec roues avant 4" & 6" (3) LJ à partir de 330 mm, non disponible avec roues avant 4" (4) 20 mm de longueur de cadre supplémentaire entre le bord avant de la toile d'assise et la flexion des genoux (5) ND avec entre de gravité 68 - 104 mm. ND avec hauteur d'assise 370 - 420 mm avec roues 24" & 370 - 430 mm avec roues 25" ND avec barre de carrossage carbone. ND avec roulette anti-basculé sport & levier arrière de basculement					
				Pour plus d'information visiter notre site Internet www.sunrisemedical.be	
				© Sunrise Medical 2022 page 5/10	

QUICKIE Nitrum KIDS

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément										€	AVIQ				
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE															
NTR090211	□	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude								97,83					
NTR090212	○	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude								ss					
FOURCHES															
NTR080013	◇	Fourche Carbotecture®		NTR080041	◇	Noir		(uniquement avec 111mm)	std						
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Argent	NTR080044	□	Rouge (1)	NTR080045	□	Bleu (1)	65,34	
NTR080029	○	Fourche aluminium		NTR080041	○	Noir		(uniquement avec 123mm)	ss						
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Argent		65,34						
NTR080008	□	Fourche Single Arm design				(uniquement possible avec fourche 111mm & 4" et 5" jante aluminium)				188,32					
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Argent	NTR080044	□	Rouge	NTR080045	□	Bleu	65,34	
Built-4-Me C30															
NTR080007	□	Fourches Frog Leg (absorbant les chocs) (+)							(pas avec pleine souple & 3" et 6" roues avant)	533,08					
ROUES AVANT												(identique à votre choix sur P1)			
NTR080301	◇	Roue avant, bandage (dur), jante: composite, noire							(3"-6", pas avec fourche Single Arm)	std					
NTR080302	○	Roue avant, bandage (souple), jante: composite, noire							(uniquement 5" et 6", pas avec fourche Single Arm)	ss					
NTR080303	□	Roue avant, bandage (dur), lumière, jante: composite, noire							(pas disponible en 6", pas avec fourche Single Arm)	76,59					
NTR080304	□	Roue avant, bandage (dur), jante: aluminium							(uniquement 4" et 5")	123,12					
NTR080306	□	Roue avant, bandage (souple), jante: aluminium, argent							(uniquement 4" et 5")	123,12					
	Couleur jantes		□	Noir	□	Orange	□	Rouge	□	Bleu	46,68				
NTR080060	□	Roue avant, bandage (souple), jante: carbone-composite, ultra-légère								134,63					
ROUES ARRIERE												(choisissez un type de roues correspondant à votre choix sur P1)			
Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés															
NTR070002	◇	Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayons droits							(uniquement 24")	std					
NTR070001	○	Roue arrière, Standard, 36 rayons (argent), rayons croisés							(uniquement 24")	ss					
NTR070003	□	Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayons droits							(600 grammes par roue)	261,27					
NTR070004	□	Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits							(charge tolérée max. 100 kg)(535 grammes par roue)	440,26					
NTR070005	□	Roue arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu argent								718,51					
NTR070007	□	Roue arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu noir								824,81					
NTR070009	□	Roue arrière, Tout-Terrain, 36 rayons (argent), rayons droits							(uniquement 24")	385,48					
NTR070010	□	Paire supplémentaire, roues Tout-Terrain (incl. pneu)							(uniquement avec roues 24" et mountain bike)	488,37					
Built-4-Me C30															
NTR070150	◇	Axe à déverrouillage rapide								std					
NTR070153	□	Axe à déverrouillage rapide ultra-léger, Titane (L)							(Non disponible avec roues standard (NTR070001))	134,64					
Built-4-Me C30															
FMG-MF01-2437-01	□	One Arm Drive								1551,11	113539				
Protège-rayons												(Uniquement avec 24")			
NTR070831	□	Transparent								141,34					
NTR070823	□	Princess	NTR070827	□	Silk	NTR070833	□	Zebra		167,07					
NTR070816	□	Happy Lions	NTR070830	□	Tiger	NTR070818	□	Jungle Fever		167,07					
NTR070819	□	Monkeys	NTR070813	□	Galactica	NTR070818	□	Jungle Fever		167,07					
NTR070820	□	Oriental	NTR070821	□	Pirates	NTR070811	□	Feather		167,07					
NTR070829	□	Superhero	NTR070814	□	Graffiti	NTR070806	□	Chrome wheel		167,07					
NTR070817	□	Hot wheels	NTR070802	□	Basketball	NTR070803	□	Basketball 2		167,07					
NTR070822	□	Pool	NTR070812	□	Flying water	NTR070828	□	Space		167,07					
PNEUS												(choisissez un seul type de pneus)			
NTR070101	◇	Pneus à profil fin							(Uniquement avec 24")	std					
NTR070107	□	Two-grip (L)							(Uniquement avec 24")	97,98					
NTR070102	□	Pneus pleins (+)							(Uniquement avec 24")	97,98					
NTR070104	□	Marathon plus evolution (+)								97,98					
NTR090163	□	Extra ensemble pneu + chambre à air								56,51					
CERCEAUX															
NTR070201	◇	Aluminium argenté époxy (L)								std					
NTR070202	○	Aluminium argenté anodisé (L)								ss					
NTR070203	□	Cerceaux alu en couleur (L)								87,52					
NTR070204	□	Inox (+)								61,92					
NTR070205	□	Titane							(25" uniquement avec roues Spinergy)	304,89					
NTR070206	□	Titane avec vernis transparent							(25" uniquement avec roues Spinergy)	304,89					
NTR070207	□	Supergrip (+)								370,59	112817				
NTR070208	□	Max grip (+)							(uniquement avec 24" et montage cerceaux standard 17 mm)	370,59	112817				
NTR070212	□	Ellipse 3R, noir (+)								334,43	112817				
Montage de cerceaux															
NTR070317	◇	Montage standard (17 mm)								std					
NTR070327	○	Montage écarté (27 mm)								111,55					
NTR070307	○	Montage rapproché (7 mm)							(Uniquement main-courantes Inox et Ellipse)	111,55					
NTR070250	□	Housses de cerceaux							(Uniquement 24" - ND pour main-courantes Ellipse)	103,36	111476				
Built-4-Me C30															
FMG-MF06-1980-01	□	Cerceau tétra								242,71					
(1) uniquement avec HUM080302 et HUM080306										© Sunrise Medical 2022 Page 6/10					

QUICKIE Nitrum KIDS		€	AVIQ
☒ = Standard ☐ = Sans supplément ☐ = Avec supplément			
TUBE D'ESSIEU			
NTR010401	☐ Tube d'essieu aluminium	ss	
NTR010402	☐ Tube d'essieu carbone <i>(Tout type d'assistance à la poussée, à la propulsion ne doit pas être fixé sur la barre de carrossage carbone)</i>	176,49	
NTR010403	☐ Tube d'essieu carbone super léger, noir (L)(1) <i>(Non compatible avec WheelDrive; Uniquement carrossage 0°)</i>	280,04	
CARROSSAGE <i>(choisissez une seule option)</i>			
NTR070600	☐ 0°	ss	
NTR070603	☐ 3°	ss	
NTR070606	☐ 6° <i>(Non disponible avec barre carrossage carbone - Non compatible WheelDrive)</i>	ss	
NTR070609	☐ 9° <i>(Non compatible avec barre de carrossage carbone, non compatible avec WheelDrive, non compatible avec support d'axe handbike)</i>	ss	
FREINS <i>(choisissez une seule option)</i>			
NTR060001	☒ Freins standard	std	
NTR060002	☐ Freins à débattement	83,60	
NTR060010	☐ Freins à débattement avec rallonges rabattables	20,67	111675
NTR060023	☐ Freins compacts EVO <i>(Non disponible avec carrossage 6° & 9°)</i>	83,60	
NTR060024	☐ Frein léger compact EVO (L)(2) <i>(Non disponible avec carrossage 6° & 9°)</i>	84,37	
HUM060006	☐ Freins à commande unilatérale, gauche (+)	259,98	
HUM060007	☐ Freins à commande unilatérale, droite (+)	259,98	
ACCESSOIRES			
NTR090000	☐ Trousse à outils	ss	
NTR090025	☐ Pompe	ss	
NTR090030	☐ Sac à dos	97,99	
FIXATION DE TRANSPORT (ISO 7176-19)			
NTR090100	☐ Fixation de transport (ISO 7176-19) <i>(pas en combinaison avec le dossier léger)</i>	86,64	
COULEUR			
Châssis		Cerceaux	
		€ 87,52	
02 Brilliant Silver	☐	☐	
03 Silver matt	☐	☐	
06 Sun Yellow	☐	☐	
14 Blue	☐	☐	
15 Brilliant Marine	☐	☐	
16 Matt Marine	☐	☐	
19 Brilliant Purple	☐	☐	
21 Red Ruby	☐	☐	
22 Brilliant Red	☐	☐	
23 Matt Red	☐	☐	
24 Tutti Frutti Orange	☐	☐	
27 Graphitemetallic	☐	☐	
Châssis		Cerceaux	
		€ 87,52	
29 Black	☐	☐	
31 Matt black	☐	☐	
32 Signal white	☐	☐	
33 Pink	☐	☐	
34 Dark chocolate metallic	☐	☐	
35 Skyblue	☐	☐	
36 Cyan-Metallic	☐	☐	
37 Marsred	☐	☐	
40 Kiwi	☐	☐	
41 Flamingo-Glitter	☐	☐	
42 Matt-Anthracite	☐	☐	
46 Mamba Green	☐	☐	
COULEUR monyeu/jante uniquement avec 24" rayons légères			
NTR100336	☐ Anodisé Oranje	189,42	
NTR100337	☐ Anodisé Blue	189,42	
NTR100338	☐ Anodisé Rouge	189,42	
LIBELLE COULEUR - autocollants Nitrum sur le châssis et "Quickie" sur les côtés			
NTR100550	☒ Noir	std	
NTR100551	☐ Argent	ss	
NTR100552	☐ Orange	ss	
NTR100553	☐ Rouge	ss	
NTR100554	☐ Bleu	ss	

(1) non compatible avec tous types de roulettes anti-bascule, levier arrière de basculement, roulettes de transit et suspension

(2) réglage centre de gravité ±20 mm après livraison. Non compatible avec combinaison handbike

© Sunrise Medical 2022

Page 7/10

QUICKIE Nitrum KIDS

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

CLAMP D' ADAPTEUR D'AXE

NTR100560	◇	Argent	std
NTR100561	○	Orange	ss
NTR100562	○	Rouge	ss
NTR100563	○	Bleu	ss

COULEUR "FLOATING DOTS" sur le châssis

NTR100570	□	Noir	227,83
NTR100575	□	Matt noir	227,83
NTR100571	□	Argent	227,83
NTR100572	□	Orange	227,83
NTR100573	□	Rouge	227,83
NTR100574	□	Bleu	227,83

DEFINITION	AViQ nr.	IDEN. n°	Prix public	Supplément
Voiturette manuelle active	110253	106104000457	€ 2.523,28	-
Repose-pieds		201101000037	-	-
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000083	€ 202,12	€ 78,09
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000844	€ 258,48	€ 134,45
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105001587	€ 215,80	€ 91,77
Accoudoir réglable en hauteur	110835	202101000245	€ 332,12	-
Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 101,06	€ 59,72
Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 188,80	-
Système anti-bascule	111373	204102000042	€ 68,90	-
Cerceaux couverts de mousse (supergrip)	112817	205116000031	€ 370,59	€ 156,99
Cerceaux couverts de mousse (maxgrip)	112817	205116000022	€ 370,59	€ 156,99
Cerceaux couverts de mousse (Ellipse 3R)	112817	205116000205	€ 334,43	€ 120,83
Housses de cerceaux	111476	205104000306	€ 103,36	-
Prolongeurs de freins (par paire)	111675	205115000072	€ 20,67	-

REMARQUES

FMG-MA01-1185-01	Couleur châssis spéciale, RAL.....(a remplir par revendeur)	€ 302,13
FMG-MG01-2994-01	Aluminium argenté anodisé roues avant, disponible dans les couleurs suivantes, silver, black, red, blue, green, copper, purple and gold	€ 227,09
FMG-MG01-2994-03	Aluminium argenté anodisé cerceaux, disponible dans les couleurs suivantes, nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue	€ 355,19
FMG-MG01-2994-02	Aluminium argenté anodisé fourches, disponible dans les couleurs suivantes, nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue	€ 355,19
FMG-MA01-3186-01	Châssis par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 861,80
FMG-MA01-3186-02	Garde boue par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 378,49
FMG-MA01-3186-03	Palette par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 262,03
FMG-MA01-3186-04	Châssis, garde boue et palette par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 1.350,95

Une petite sélection de nos adaptations particulières (fabrications spéciales). Avez-vous un autre souhait, vous pouvez faire votre demande auprès de notre Service Clientèle et ou bien au représentant Sunrise Médical

built4me

Quickie Nitrum- Prix de base

Prix des options	€
Prix total	€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tel.: 02/5882371
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

TOILE DE SIEGE			
NTR020002 t/m 020004 	NTR020012 t/m 020018 		
POIGNEES			
NTR030201 	NTR030203 	NTR030204 	NTR030015 
DOSSIER			
NTR030090 	NTR030157 	NTR030158 	NTR030158 
NTR030211 	NTR030316 	NTR030317 	
ACCOUDOIRS ET COTES			
NTR040101 	NTR040102 	NTR040103 	NTR040104 
NTR040061 			
REPOSE-PIEDS			
NTR050029 	NTR050030 	NTR050125 	NTR050022 
NTR050026 			

FOURCHES

NTR080008



NTR080013 & NTR080306



ROUES ARRIERE

NTR070001



NTR070002



NTR070003



NTR070004



PNEUS

NTR070101



NTR070106



NTR070107



NTR070104



CERCEAUX

NTR070208



NTR070210



FREINS

NTR060001



NTR060002



NTR060023



NTR060004




COULEUR

Clamp d' adaptateur d'axe



FLOATING DOTS



NTR100336



NTR100337



NTR100338

